

PLASMAS HUMAINS

Plasmas avec anticoagulants

Plasma avec anticoagulant oral - INR 2,00-2,99



Produits Associés

Plasma anticoagulant DIT Argatroban – U/mL

Plasma anticoagulant DIT bivalirudine – U/mL

Plasma avec anticoagulant oral - INR < 2,00

Plasma avec anticoagulant oral - INR ≥ 4,00

Plasma avec anticoagulant oral - INR 3,00-3,99

Plasma avec héparine de faible poids moléculaire (Fragmine)

Plasma avec héparine de faible poids moléculaire (Innohep)

Plasma avec héparine de faible poids moléculaire (Lovenox)

Plasma avec inhibiteur direct de la thrombine (Lépirudine)

Plasma avec NOAC - Fondaparinux (Arixtra®)

Référence

6-PPAOM

Présentation

Flacon

Format

1 x 1,0 mL

Points forts

Réduit le temps nécessaire pour la mise en place de vos protocoles de tests.
Prêt à l'emploi après décongélation.

Caractéristiques

Les plasmas spéciaux sont issus exclusivement de patients ayant un déficit congénital sévère ou modéré ou présentant un profil particulier, sans ajout de tampon ou de conservateur. La congélation à -80°C des plasmas permet de conserver parfaitement intacte la matrice et d'éviter une reconstitution. Tous les plasmas sont stables lorsqu'ils sont stockés entre -80°C et -40°C. Nos colis contiennent de la carboglace pour le transport. Aucun additif ou agent de conservation. Péréemption : 1 an à date de fabrication. Flacons en plastique.