



Produits Associés

Plasma anticoagulant DIT Argatroban – U/mL

Plasma anticoagulant DIT bivalirudine – U/mL

Plasma avec anticoagulant oral - INR < 2,00

Référence

6-PPFOND

Présentation

Flacon

Format

1 x 1,0 mL

Informations

Arixtra® est obtenu par synthèse chimique. C'est un anticoagulant injectable qui inhibe de façon sélective le FXa.

A faibles doses il est utilisé dans le traitement préventif des accidents thromboemboliques veineux et à fortes doses il est utilisé dans le traitement des thromboses veineuses.

Points forts

Réduit le temps nécessaire pour la mise en place de vos protocoles de tests.

Prêt à l'emploi après décongélation.

Caractéristiques

Les plasmas spéciaux sont issus exclusivement de patients ayant un déficit congénital sévère ou modéré ou présentant un profil particulier, sans ajout de tampon ou de conservateur. La congélation à -80°C des plasmas permet de conserver parfaitement intacte la matrice et d'éviter une reconstitution.

Tous les plasmas sont stables lorsqu'ils sont stockés entre -80°C et -40°C.

Nos colis contiennent de la carboglace pour le transport.

Aucun additif ou agent de conservation.

Péremption : 1 an à date de fabrication.

Flacons en plastique.