

Tampon C1 Inhibiteur



Produits Associés

pNAPEP-8703

Informations

Ce tampon est utilisé comme diluant pour les dosages chromogéniques de la C1 Estérase avec le substrat chromogène PNAPEP-8703.

Référence	Présentation	Format
6-BUFC1INH-100	Flacon	1 x 100 mL

Solution tampon Tris NaCl en eau.

Ce tampon est utilisé comme diluant pour les dosages chromogéniques de la C1 Estérase avec le substrat chromogène pNAPEP-8703.

Tris (6,1 g/L) - NaCl (15 g/L) buffer pH 8,5
Couleur incolore. pH à 20°C : 8,5 (8,4 - 8,6)

Point forts

Forme liquide prête à l'emploi.

Caractéristiques

Le produit doit être conservé à 2-8°C dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

