

## APC BLOOD COLLECTION TUBES



### Produits Associés

OLIGOBIND® APC Activity Assay

Référence	Présentation	Format
26-ADG855T25	Consommables	25 x 3 mL
26-ADG855T50	Consommables	50 x 3 mL

### Tubes qui assurent la stabilisation de l'activité de l'APC ex vivo.

Associés au test d'activité OLIGOBIND® APC Activity Assay.

### Caractéristiques

Permettent la quantification directe du taux de protéine C active dans le plasma à partir du sang périphérique.

