



Kit de remplacement Ceveron® MFU 500



Produits Associés

Ceveron® MFU 500

Film protecteur Ceveron® MFU 500

Plaque filtrante de 0,2 µm Ceveron® MFU 500

Plaque réceptrice Ceveron® MFU 500

Informations

Les microparticules sont générées après une activation cellulaire ou une apoptose. La composition des macroparticules comporterait des phospholipides et diverses protéines cellulaires : phospholipides, facteur tissulaire ...

Référence	Présentation	Format
4-9821013	Consommables	1 kit

Pièce de rechange pour système de filtration des microparticules



Caractéristiques

- La filtration avec le MFU 500 est aussi efficace que l'ultra-centrifugation pour éliminer les microparticules thrombogènes du plasma pauvre en plaquettes (PPP).

- Dimensions du MFU 500: Longueur : 26 cm, largeur : 20 cm, hauteur : 16,05 cm, poids : 3,58 kg

