

PLASMAS HUMAINS

Plasmas avec anticorps anti-phospholipides

Plasma positif aux autres anticorps anti-phospholipides



Produits Associés

Plasma positif aux anticorps anti-prothrombine

Référence

6-PPAP

Présentation

Flacon

Format

1 x 1,0 mL

Informations

Les anticorps antiphospholipides sont une famille hétérogène d'anticorps dirigés contre différents phospholipides ou protéines liées aux phospholipides (anticorps anticoagulants lupiques, anti-cardiolipines, anti- β -2-glycoprotéine I, ainsi que d'autre anticorps...).

Ces anticorps résident dans leur association fréquente avec des thromboses artérielles ou veineuses et des complications de grossesse.

Points forts

Réduit le temps nécessaire pour la mise en place de vos protocoles de tests.
Prêt à l'emploi après décongélation.

Caractéristiques

Les plasmas spéciaux sont issus exclusivement de patients ayant un déficit congénital sévère ou modéré ou présentant un profil particulier, sans ajout de tampon ou de conservateur. La congélation à -80°C des plasmas permet de conserver parfaitement intacte la matrice et d'éviter une reconstitution. Tous les plasmas sont stables lorsqu'ils sont stockés entre -80°C et -40°C . Nos colis contiennent de la carboglace pour le transport. Aucun additif ou agent de conservation. Péréemption : 1 an à date de fabrication. Flacons en plastique.