

Dosage chromométrique LYSAT DE PLAQUETTES

1 CRYOcheck™ Platelet Lysate

Caractéristiques

- Congélation flash sous azote
- Aucun additif bovin
- Pas d'erreur de reconstitution
- Pas d'altération des lysats plaquettaires liée à la lyophilisation
- Prêts à l'emploi en quelques minutes après décongélation (environ 4 min au bain-marie à 37° C)
- Vérifiés négatifs pour tous les tests de sérologie requis par la FDA
- Compact, code couleur des coffrets pour un plus simple repérage au sein des congélateurs
- Date d'expiration de 3 ans à la date de fabrication avec conservation entre -40° C et -80° C
- Conditionnement en cryotubes plastiques adaptables sur tous les supports microgodets de type STAR

Produits associés

CRYOcheck™ Pooled Normal Plasma
CRYOcheck™ Weak Lupus Positive Control
CRYOcheck™ Lupus Positive Control



1. CRYOCHECK™ PLATELET LYSATE

Référence	Conditionnement
PNP-10	25 x 1,0 mL



Lysat plaquettaire recommandé pour la procédure de neutralisation des plaquettes (PNP), test de confirmation de la présence d'un lupus anticoagulant (LA).

Lysat de plaquettes humaines parfaitement propre débarrassé d'autres cellules et protéines contaminantes et préparé à partir de plaquettes de donneurs sains. La concentration de plaquettes est ajustée pour être équivalente à 250 000 à 300 000 plaquettes/μL, lysées puis congelées.

